



Bonifraterskie  
Centrum Medyczne

# INSTRUKCJA DLA MAMY

Postępowanie z laktatorem, butelkami,  
smoczkami, kapturkami



Bonifraterskie  
Centrum Medyczne

# INSTRUKCJA DLA MAMY

Postępowanie z laktatorem, butelkami,  
smoczkami, kapturkami

Wszystkie dostępne na oddziale laktatory to laktatory klasy szpitalnej - to znaczy, że mogą być bezpiecznie używane przez więcej niż jedną mamę - mają tak zwaną separację mediów.

*(Części laktatora, które mają kontakt z mlekiem, są albo przeznaczone dla jednej użytkownicy i zostaną wyrzucone po ich zwróceniu na oddział neonatologiczny, lub będą poddane dezynfekcji i sterylizacji jak narzędzia chirurgiczne - wtedy mogą być bezpiecznie wykorzystane przez kolejną potrzebującą ich mamę.)*

*Bardzo prosimy, oddaj personelowi oddziału neonatologicznego wszystkie części zestawu, który właśnie trafił w Twoje ręce:*

- laktator - silnik na stelażu z kółkami (medela) lub silnik + ładowarka w szarym pokrowcu (lovi),
- dren,
- butelka/ki z lejkiem i uszczelkami,
- pojemnik do przechowywania i dezynfekowania części laktatora,
- laminowaną instrukcję, którą właśnie czytasz.

### Postępowanie z laktatorem:

Wszystkie części laktatora, które mają kontakt z mlekiem oraz butelki i smoczki, którymi karmimy noworodka, muszą być umyte i zdezynfekowane. Po osuszeniu powinny być przechowywane w czystym, suchym, zamkniętym pojemniku. Tak samo postępuj z kapturkami laktacyjnymi, jeśli ich używasz.

1. Kiedy skończysz używać laktatora w danej sesji, odkręć butelkę od lejka i zabezpiecz odciągnięte mleko (zakręć i oznacz pojemnik).
2. Odłącz dren (długi, przejrzysty przewód łączący silnik z lejkiem i butelką), on nie wymaga mycia - idealnie jeśli będzie cały czas suchy w środku (woda trafia do drenu, jeśli podepniesz mokre części, które mają kontakt z mlekiem), staraj się nie doprowadzić do takiej sytuacji.
3. Części laktatora, które miały kontakt z mlekiem rozłącz i dokładnie umyj wodą z detergentem (płyn do naczyń lub płyn przeznaczony do mycia butelek i smoczków) i dokładnie wypłucz pod bieżącą wodą.
4. Zdezynfekuj je wrzątkiem, w przeznaczonym do tego pojemniku plastikowym:
  - luźno umieszczone w pojemniku części laktatora zalej gorącą/dopiero co zagotowaną wodą,
  - czajnik znajduje się na korytarzu obok lodówki,
  - woda powinna przykrywać wszystkie części laktatora,
  - zostaw na 5 minut,
  - ostrożnie odlej wodę - PAMIĘTAJ! nadal będzie gorąca!
  - **osusz części laktatora i umieść w suchym pojemniku,**
  - przechowuj zamknięte przed kolejnym użyciem.

Wszystkie dostępne na oddziale laktatory to laktatory klasy szpitalnej - to znaczy, że mogą być bezpiecznie używane przez więcej niż jedną mamę - mają tak zwaną separację mediów.

*(Części laktatora, które mają kontakt z mlekiem, są albo przeznaczone dla jednej użytkownicy i zostaną wyrzucone po ich zwróceniu na oddział neonatologiczny, lub będą poddane dezynfekcji i sterylizacji jak narzędzia chirurgiczne - wtedy mogą być bezpiecznie wykorzystane przez kolejną potrzebującą ich mamę.)*

*Bardzo prosimy, oddaj personelowi oddziału neonatologicznego wszystkie części zestawu, który właśnie trafił w Twoje ręce:*

- laktator - silnik na stelażu z kółkami (medela) lub silnik + ładowarka w szarym pokrowcu (lovi),
- dren,
- butelka/ki z lejkiem i uszczelkami,
- pojemnik do przechowywania i dezynfekowania części laktatora,
- laminowaną instrukcję, którą właśnie czytasz.

### Postępowanie z laktatorem:

Wszystkie części laktatora, które mają kontakt z mlekiem oraz butelki i smoczki, którymi karmimy noworodka, muszą być umyte i zdezynfekowane. Po osuszeniu powinny być przechowywane w czystym, suchym, zamkniętym pojemniku. Tak samo postępuj z kapturkami laktacyjnymi, jeśli ich używasz.

1. Kiedy skończysz używać laktatora w danej sesji, odkręć butelkę od lejka i zabezpiecz odciągnięte mleko (zakręć i oznacz pojemnik).
2. Odłącz dren (długi, przejrzysty przewód łączący silnik z lejkiem i butelką), on nie wymaga mycia - idealnie jeśli będzie cały czas suchy w środku (woda trafia do drenu, jeśli podepniesz mokre części, które mają kontakt z mlekiem), staraj się nie doprowadzić do takiej sytuacji.
3. Części laktatora, które miały kontakt z mlekiem rozłącz i dokładnie umyj wodą z detergentem (płyn do naczyń lub płyn przeznaczony do mycia butelek i smoczków) i dokładnie wypłucz pod bieżącą wodą.
4. Zdezynfekuj je wrzątkiem, w przeznaczonym do tego pojemniku plastikowym:
  - luźno umieszczone w pojemniku części laktatora zalej gorącą/dopiero co zagotowaną wodą,
  - czajnik znajduje się na korytarzu obok lodówki,
  - woda powinna przykrywać wszystkie części laktatora,
  - zostaw na 5 minut,
  - ostrożnie odlej wodę - PAMIĘTAJ! nadal będzie gorąca!
  - **osusz części laktatora i umieść w suchym pojemniku,**
  - przechowuj zamknięte przed kolejnym użyciem.